

診療を快適に・・・

バイブラジェクト
VibraJect “震動”が“麻酔注射の痛み”を軽減*

ゲートコントロール理論による“痛み”の軽減*

バイブラジェクトは麻酔用シリンジに装着して使用するバッテリー型の電動振動装置です。“ゲートコントロール理論”に基づき、振動の刺激により麻酔注射時の脳への疼痛の伝達を低減します。VAS 評価による麻酔注射の痛みの評価値は、通常のシリンジでは4.6、バイブラジェクトを使用した場合は1.7に軽減されています。

*Efficacy of a vibrating dental syringe attachment on pain levels P.MURRAY, K.TERRETT, E.LYNCH, and D.L.HUSSY, Queen's University of Belfast, United Kingdom

VibraJect は通常の麻酔手順で使え、使い方も容易です。

一般のシリンジだけでなく、電動注射器、歯根膜注射器にも装着が可能です。

※電動注射器、歯根膜注射器の中で装着不可の製品もありますのでご注意ください。



商品名 **バイブラジェクト** 標準価格 45,000 円 (税別)

- 内容物 本体 (モーター ×1、クリップブラケット ×3) / ボタン型電池 ×4 / 取扱説明書
 ※クリップブラケットはオートクレーブ可、モーターはオートクレーブ不可
 ※ボタン電池は一般の市販品をご利用下さい。規格: G-13, SR-44, LR-44
- 製品保証期間 6か月



※写真は装着例です。
 本製品にシリンジ、ニードルは含まれません。
 米国特許番号: 5,647,851

バイブラジェクト付属品 (別売価格)
 クリップブラケット (3個) 17,000 円 (税別)

N-DEX® グローブ

エヌデックス・グローブ

窒化ゴム (ニトリル) 100% 使用!



**ニトリルゴム100%使用
 まるで素手感覚の装着感!**

- ラテックス・アレルギーの原因となる天然ゴム蛋白質を含みません。
- 装着後しばらくすると手になじみ、素手感覚の装着感が得られます。(厚さ 0.1mm)
 ※手にフィットしたサイズをご使用ください。
- 特殊構造により破れにくくなっています。
- もしピンホールが開いた場合には、そこからすぐに大きく表面が裂けるようになっています。
 ※ピンホールに気づかず使用し続ける事による血液等からの感染症リスクを低減します。



商品名 **N-DEX® グローブ**
 左右兼用 100 枚入り
 医療機器承認番号 13B1X00133200036


ノーパウダー (6005PF)
 カラー: ライトブルー
 サイズ: XS, S, M, L, XL
 標準価格 5,500 円 (税別)

mollosil® plus

モロジルプラス

長時間にわたり柔軟性を保つ

チェアサイドで使用できる付加型シリコン軟性リベース材



ミキシングガンで気泡も入らず
 ワンステップで終了します。

弾力性と粘着性に優れているのでチェア
 サイドで簡単に素早く義歯をフィットさせます。

付加型シリコンがベースなので、
 無味無臭で長時間の装着にも
 心地よいフィット感が続きます。

加熱の必要がなく、
 お使いになっている
 ミキシングガンをそのまま
 使用できます。

作業時間: 約1分30秒
 口腔内保持時間: 約5分



DETAX

義歯床用長期弾性裏装材

医療機器承認番号 211008ZY00532000

プライマーは使用中の義歯、
 新製作義歯のどちらでも
 シリコンライニング材と
 アクリルを接着させます。

商品名 **モロジルプラス ニュータイプセット**

標準価格 29,800 円 (税別)

(ニュータイプセット内容)

- ① カートリッジニュータイプ (50ml) ×1個
- ② プライマー (5ml) ×1個
- ③ ミキシングノズル II ×7本
- ④ 形態修正用ポイント ×1本

モロジルプラス付属品 (別売価格)

カートリッジニュータイプ (50ml) 19,800 円 (税別)
 グランティングスリーブ (10個) 3,900 円 (税別)

記載されている価格に消費税は含まれません。
 また、商品の内容・価格仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元: **クロスフィールド株式会社**

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060
 URL: <http://www.crossf.com> E-mail: cf@yoshida-net.co.jp

製造販売元: 株式会社吉田製作所

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-3631-2204 FAX 03-3635-1060