

# 耐久性を追及したグレイシースクーラー



## ALL YOU NEED IS DURABILITY\*

アクリル (テストスティック) で 9,600 回、  
 ブラスメタル (テスト用真鍮金属 硬度 90HB Brinell) で 4,800 回テスト\* してもシャープな状態が継続  
 シャープニングできるけど必要はない！  
 ハンドルは軽くて耐久性、耐熱性が高い PEEK (ポリエーテルエーテルケトン樹脂)

\* KOHLER 社試験による

## GRACEY DURABILITY\*

\*YOU CAN SHARPEN THEM BUT YOU DON'T NEED TO!



### レギュラー

グレイシー	5/6	
グレイシー	7/8	
グレイシー	11/12	
グレイシー	13/14	
グレイシー	15/16	

### ミニ

グレイシー	5/6	
グレイシー	7/8	
グレイシー	11/12	
グレイシー	13/14	
グレイシー	15/16	

商品名

医療機器届出番号 13B1X00133000076

グレイシーデュラビリティー


レギュラー、ミニ共通 1本 標準価格 7,500円 (税別)

縁があってドイツ KOHLER 社のグレーシーデュラビリティーを使用して数ヶ月立ちますが、切れ味の持ちは特筆すべきものです。


デブリドメント前に毎回シャープニングをする必要がなくなりました。長期間使用後にシャープニングが必要な場合も、シャープニング後は、また切れ味が長期間持続します。キュレットの消費が格段に減り、まさにデュラビリティー（耐久性）の名に恥じない一品です。

少路かねこ歯科医院（大阪府豊中市） 院長 金子 龍太

上顎右側臼歯部のデブリドメント中



■ 種類、各部名称及び寸法



型式	作業部形状	A	B	C	D	発注数
レギュラー 5/6		167	100	15	4.5	本
レギュラー 7/8		164	100	11.5	5	本
レギュラー 11/12		167	100	9.5	5	本
レギュラー 13/14		167	100	8.5	4.5	本
レギュラー 15/16		165	100	9.5	5	本
ミニ 5/6		172	100	17	4	本
ミニ 7/8		168	100	12	4	本
ミニ 11/12		170	100	12	3.5	本
ミニ 13/14		169	100	12	4.5	本
ミニ 15/16		170	100	12	3.5	本

(単位 mm, 許容誤差 ±10%)

商品名 <b>グレーシーデュラビリティー 購入申し込み用紙</b>	
ふりがな	医院名
ご氏名	
住所 〒 ー	
TEL	FAX
ご紹介者	お取引店 <span style="float:right">ご担当 様</span>

FAX 番号 03-3635-1060 URL:www.crossf.com

※今回記載いただきました個人情報につきましては、社内で適切な安全対策のもとに管理し、漏洩などの防止に努めます。お客様の同意なく第三者への開示 提供はいたしません。また、お客様のお申し出により削除いたします。



スマートフォンからもお申込み頂けます

記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060

URL : http://www.crossf.com E-mail : cf@yoshida-net.co.jp

輸入元：株式会社吉田製作所

お問い合わせは